



**Befestigungsschelle,
Stativstab, 90°, Edelstahl**

*Mounting clamp, 1 pipe/1 rod,
90°, stainless steel*

Artikelnr.
Article no.
KKSO910-5

- Einseitig geteilt für Rundrohr 3/4"
- Andersseitig geschlossen mit Feststellschraube für Rundstäbe 15 mm
- Zur Werkzeuglosen Montage von Rundstäben an Rohrgestellen 3/4" geeignet
- Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- *Split on one side for round tube 3/4"*
- *Closed on the other side with locking screw for round bars 15 mm*
- *Suitable for mounting round bars on 3/4" tube racks without tools*
- *Material: stainless steel 1.4301 (AISI 304)*