



DURAN® Bürettenhahn gerade, komplett mit PTFE-Küken

DURAN® Burette stopcocks straight, complete, PTFE key

	Nenngröße NS Nominal size NS	Bohrung [mm] Bore [mm]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	12,5	2	50	28640820

Ersatzküken, PTFE, mit Gewinde, komplett Spare keys, PTFE, with thread, complete				
	Nenngröße NS Nominal size NS	Bohrung [mm] Bore [mm]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	12,5	2	50	28621980

Hahnsicherung, 3-teilig 3-part tap safety device				
	für Nenngröße NS for nominal size NS	für GL for GL	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	12,5	8	100	28603900

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Geschliffen und poliert • 3-teilige Hahnsicherung • Material Unterlegscheibe: PP (rot), -50/+150°C • Material O-Ring: NBR, -30/+100°C, kurzzeitig bis +120°C • Material Schraubkappe: PP (rot), -50/+150°C • Temperaturbeständigkeit: -50/+150°C (kompletter Hahn) • Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg • Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3, PTFE | <ul style="list-style-type: none"> • Ground and polished • 3-part tap safety device • Material washer: PP (red), -50/+150°C • Material o-ring: NBR, -30/+100°C, short time until +120°C • Material screw cap: PP (red), -50/+150°C • Temperature resistance: -50/+150°C (complete stopcock) • Pressure resistance: -1/+0,5 barg • Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3, PTFE |
|---|--|

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.