



## DURAN® Bürettenhahnküken seitlich, geschliffen

## DURAN® Burette stopcock keys, side entry, drilled and ground

	Nenngröße NS Nominal size NS	Bohrung [mm] Bore [mm]	Stk./Verpackungseinheit Piece/packing unit	Artikelnr. Article no.
DWK	12,5	2,5	50	28603550

- Komplett mit 3-teiliger Hahnsicherung
- DWK geschliffen - 600er Körnung
- Gepresstes Vollglasküken
- 3-teilige Hahnsicherung
- Material Unterlegscheibe: HDPE, -50/+150°C
- Material O-Ring: NBR, -30/+100°C, kurzzeitig bis +120°C
- Material Schraubkappe: HDPE, -50/+150°C
- Temperaturbeständigkeit: -50/+150°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3
- Hahnsicherung nicht produktberührend

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

- *With three part retaining device*
- *DWK ground - 600 grain*
- *Pressed solid glass key*
- *3-part tap safety device*
- *Material washer: HDPE, -50/+150°C*
- *Material o-ring: NBR, -30/+100°C, short time until +120°C*
- *Material screw cap: HDPE, -50/+150°C*
- *Temperature resistance: -50/+150°C*
- *Pressure resistance: -1/+0,5 barg*
- *Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3*
- *Three part retaining devices not in contact with product*

*Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.*