



**DURAN® Dreiweghähne,  
komplett mit SBW-Küken**

**DURAN® 3-Way stopcocks  
complete with SBW key, T-bore**

	Nenngröße NS Nominal size NS	Bohrung [mm] Bore [mm]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	14,5	2	5	28641640
	18,8	2,5	5	28641840

Hahnsicherung, 3-teilig 3-part tap safety device				
	für Nenngröße NS for nominal size NS	für GL for GL	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	14,5	9	100	28603920
	18,8	12	100	28603940

- Mit T-Bohrung
- DWK geschliffen - 600er Körnung
- Gepresstes Vollglasküken
- 3-teilige Hahnsicherung
- Material Unterlegscheibe: HDPE, -50/+150°C
- Material O-Ring: NBR, -30/+100°C, kurzzeitig bis +120°C
- Material Schraubkappe: HDPE, -50/+150°C
- Temperaturbeständigkeit: -50/+150°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

- With T-bore
- DWK ground - 600 grain
- Pressed solid glass key
- 3-part tap safety device
- Material washer: HDPE, -50/+150°C
- Material o-ring: NBR, -30/+100°C, short time until +120°C
- Material screw cap: HDPE, -50/+150°C
- Temperature resistance: -50/+150°C
- Pressure resistance: -1/+0,5 barg
- Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.