



**DURAN® Durchgangsventil-  
hähne, PRODURAN®**

**DURAN® Straight valves,  
PRODURAN®**

	Durchgang [mm] Passage [mm]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	0-2,5	10	28605580
	0-4	10	28605600
	0-6	10	28605620
	0-10	10	28605640

- Vakuumdicht mit einer Leckrate von  $< 1 \times 10^{-6}$  mbar x l/s
- Präzise Dosierbarkeit durch Feingewinde
- Sicherheit durch Ausdrehschutz
- Material Griff: PBT, -50/+150°C
- Temperaturbeständigkeit: -50/+150°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3, PTFE

- Vacuum-tight with a leak-rate of  $< 1 \times 10^{-6}$  mbar x l/s
- Precise dosing due to fine thread
- Safety thanks to turning protection
- Material handle: PBT, -50/+150°C
- Temperature resistance: -50/+150°C
- Pressure resistance: -1/+0,5 barg
- Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3, PTFE

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.