



**DURAN® Eckventilhähne,
PRODURAN®**

**DURAN® 90° valves,
PRODURAN®**

| | Durchgang [mm] Passage [mm] | Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity | Artikelnr. Article no. |
|-----|--------------------------------|---|---------------------------|
| DWK | 0-2,5 | 10 | 28605660 |
| | 0-4 | 10 | 28605680 |
| | 0-6 | 10 | 28605700 |
| | 0-10 | 10 | 28605710 |

- Vakuumdicht mit einer Leckrate von $< 1 \times 10^{-6}$ mbar x l/s
- Präzise Dosierbarkeit durch Feingewinde
- Sicherheit durch Ausdrehschutz
- Material Griff: PBT, -50/+150°C
- Temperaturbeständigkeit: -50/+150°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3, PTFE

- Vacuum-tight with a leak-rate of $< 1 \times 10^{-6}$ mbar x l/s
- Precise dosing due to fine thread
- Safety thanks to turning protection
- Material handle: PBT, -50/+150°C
- Temperature resistance: -50/+150°C
- Pressure resistance: -1/+0,5 barg
- Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3, PTFE

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.