



**DURAN® Einweghähne,  
Steigung 1:5, mit PTFE-Küken**

**DURAN® Single way stopcocks,  
taper 1:5, with PTFE key**

|     | Nenngröße NS<br>Nominal size NS | Bohrung [mm]<br>Bore [mm] | Verpackungseinheit/Stück<br>Pack/Quantity | Artikelnr.<br>Article no. |
|-----|---------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| DWK | 13,5                            | 2                         | 50  | 28645300                  |
|     | 13,5                            | 2,5                       | 50  | 28645320                  |
|     | 18,2                            | 4                         | 25  | 28645340                  |
|     | 19,5                            | 6                         | 25  | 28645380                  |
|     | 28                              | 8                         | 5   | 28645420                  |
|     | 28                              | 10                        | 5   | 28645400                  |

| Ersatz-Einweghähne, Steigung 1:5<br>Spare single way stopcocks, taper 1:5 |                                 |                           |   |                           |
|---|---------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
|   | Nenngröße NS<br>Nominal size NS | Bohrung [mm]<br>Bore [mm] | Verpackungseinheit/Stück<br>Pack/Quantity | Artikelnr.<br>Article no. |
| DWK   | 13,5                            | 2                         | 50  | 28645560                  |
|   | 13,5                            | 2,5                       | 50  | 28645540                  |
|   | 18,2                            | 4                         | 25  | 28645600                  |
|   | 19,5                            | 6                         | 25  | 28645640                  |
|   | 28                              | 8                         | 5   | 28645720                  |
|   | 28                              | 10                        | 5   | 28645700                  |

- Geschliffen und poliert
- 3-teilige Hahnsicherung
- Material Unterlegscheibe: PP (rot), -50/+150°C
- Material O-Ring: NBR, -30/+100°C, kurzzeitig bis +120°C
- Material Schraubkappe: PP (rot), -50/+150°C
- Temperaturbeständigkeit: -50/+150°C (kompletter Hahn)
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3, PTFE

- Ground and polished
- 3-part tap safety device
- Material washer: PP (red), -50/+150°C
- Material o-ring: NBR, -30/+100°C, short time until +120°C
- Material screw cap: PP (red) -50/+150°C
- Temperature resistance: -50/+150°C (complete stopcock)
- Pressure resistance: -1/+0,5 barg
- Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3, PTFE

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.