



DURAN® Erlenmeyerkolben enghalsig

DURAN® Erlenmeyer flasks narrow neck

	Inhalt [ml] Capacity [ml]	d [mm]	d ₁ [mm]	h [mm]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	25	42	22	75	10	21216140
	50	51	22	90	10	21216170
	100	64	22	105	10	21216240
	125	67	28	112	10	21216280
	150	74	28	118	10	21990270 ¹
	200	79	34	131	10	21216320 ¹
	250	85	34	145	10	21216360
	300	87	34	156	10	21216390 ¹
	500	105	34	180	10	21216440
	1000	131	42	220	10	21216540
	2000	166	50	280	10	21216630
	3000	187	52	310	2	21216680
5000	220	52	365	1	21216730	

- Nach DIN ISO 1773
- Rückverfolgungscode
- USP Standard
- ¹ Nicht nach DIN ISO
- Temperaturbeständigkeit: + 200°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

- According to DIN ISO 1773
- Retrace code
- USP Standard
- ¹ Non-DIN ISO size
- Temperature resistance: + 200°C
- Pressure resistance: -1/+0.5 barg
- Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.