



## DURAN® Erlenmeyerkolben weithalsig

## DURAN® Erlenmeyer flasks wide neck

	Inhalt [ml] Capacity [ml]	d [mm]	d <sub>1</sub> [mm]	h [mm]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	25	43	31	70	10	21226140 <sup>1</sup>
	50	51	34	85	10	21226170
	100	64	34	105	10	21226240
	200	79	50	131	10	21226320 <sup>1</sup>
	250	85	50	140	10	21226360
	300	87	50	156	10	21226390 <sup>1</sup>
	500	105	50	175	10	21226440
	1000	131	50	220	10	21226540
	2000	153	72	276	10	21226630 <sup>1</sup>

- Nach DIN ISO 24450
- Rückverfolgungscode
- USP Standard
- <sup>1</sup> Nicht nach DIN ISO
- Temperaturbeständigkeit: + 200°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

- According to DIN ISO 24450
- Retrace code
- USP Standard
- <sup>1</sup> Non-DIN ISO size
- Temperature resistance: + 200°C
- Pressure resistance: -1/+0.5 barg
- Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.