



## DURAN® Filterplatten mit Loch für Gasverteilungsrohre

## DURAN® Filter discs with hole, for gas distribution tubes

	Porosität Porosity	Platten-Ø [mm] Disc. dia. [mm]	Loch-Ø [mm] hole dia. [mm]	Artikelnr. Article no.
DWK	0	23	8	25450300
	1	23	8	25450310
	2	23	8	25450320
	0	23	9	25452300
	1	23	9	25452310
	2	23	9	25452320
	1	30	11	25453010

- Temperaturbeständigkeit: + 200°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

- Temperature resistance: + 200°C
- Pressure resistance: -1/+0,5 barg
- Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.