



DURAN® Filterplatten

DURAN® Filter discs

	Porosität Porosity	d [mm]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	0-5	10	10	251510X ¹
	0-5	20	10	251520X ¹
	0-5	25	10	251525X ¹
	0-5	30	10	251530X ¹
	0-5	40	10	251540X ¹
	0-5	50	5	251550X ¹
	0-5	55	1	251555X ¹
	0-5	60	1	251560X ¹
	0-5	65	1	251565X ¹
	0-5	70	1	251570X ¹
	0-5	80	1	251580X ¹
	0-5	90	1	251590X ¹
	0-5	100	1	251600X ¹
	0-5	120	1	251620X ¹

- Rand unverschmolzen und zentriert, Oberflächen unbearbeitet
- ¹ In die Best.-Nr. ist statt X die gewünschte Porosität einzusetzen, siehe auch Seite 240.
- Temperaturbeständigkeit: + 200°C
- Druckbeständigkeit: -1/ max. +0,5 barg, abhängig vom Durchmesser
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

- *Sintered glass, edge not fused, centred, surfaces untreated*
- ¹ *The required porosity should be inserted in place of X in the catalogue number, also see page 240.*
- *Temperature resistance: + 200°C*
- *Pressure resistance: -1/max. +0,5 barg, depending on diameter*
- *Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3*

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.