



DURAN® KPG® Lagerhülsen austauschbar

DURAN® KPG® Stirrer bearings, interchangeable

	Kennzeichnung Designation	Ausführung Type	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	HA 10	poliert, polished	10	28630380
	HA 10	geschliffen, ground	10	28630400
	HB 10	poliert, polished	50	28630420
	HB 10	geschliffen, ground	50	28630440
	HB 16	poliert, polished	10	28630460
	HB 16	geschliffen, ground	10	28630480

- Temperaturbeständigkeit: + 200°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

- Temperature resistance: + 200°C
- Pressure resistance: -1/+0,5 barg
- Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.