



DURAN® KPG® Rührwellen austauschbar, hohl

DURAN® KPG® Stirrer shafts interchangeable, hollow

	Kennzeichnung Designation	Ausführung Type	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	WB 10	poliert, polished	50	28630680
	WB 10	geschliffen, ground	50	28630700
	WB 16	poliert, polished	50	28630740
	WB 16	geschliffen, ground	50	28630810

- Temperaturbeständigkeit: + 200°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

- Temperature resistance: + 200°C
- Pressure resistance: -1/+0,5 barg
- Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.