



**DURAN® KPG® Rührwellen  
austauschbar, massiv**

*DURAN® KPG® Stirrer shafts  
interchangeable, solid*

	Kennzeichnung <i>Designation</i>	Ausführung <i>Type</i>	Verpackungseinheit/Stück <i>Pack/Quantity</i>	Artikelnr. <i>Article no.</i>
DWK	WB 10	poliert, polished	50	28630720
	WB 10	geschliffen, ground	50	28630570

- Temperaturbeständigkeit: + 200°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

- *Temperature resistance: + 200°C*
- *Pressure resistance: -1/+0,5 barg*
- *Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3*

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

*Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.*