



© SCHOTT AG

**DURAN® Kapillare von SCHOTT**

**DURAN® capillaries from SCHOTT**

	Außendurchmesser Outer diameter [mm]		Innendurchmesser Inner diameter [mm]		Rohrgewicht Länge ca. 1500 mm Tube weight Approx. length 1500 mm [g]	Kartoninhalt Contents of carton		Palettenladung		Artikelnr. Article no.
						Anzahl Röhren Num- ber of tubes	Ge- wicht ca. Approx. weight [kg]	Anzahl Kartons Number of car- tons	Ge- wicht ca. Approx. weight [kg]	
SCHOTT	4	±0,16	0,8	±0,08	40	250	10			D00408KA
			0,4	±0,08	65	154	10			D00504KA
	5	±0,16	0,6	±0,08	65	154	10			D00506KA
			0,8	±0,08	64	156	10			D00508KA
			1,2	±0,08	62	161	10			D00512KA
	6	±0,16	0,4	±0,08	94	104	10			D00604KA
			0,8	±0,08	93	108	10			D00608KA
			1,2	±0,08	91	110	10			D00612KA
			1,7	±0,10	87	115	10	55	550,0	D00617KA
			2,2	±0,10	82	122	10			D00622KA
			2,7	±0,10	75	133	10			D00627KA
	7	±0,18	0,8	±0,08	127	79	10			D00708KA
			1,2	±0,08	125	80	10			D00712KA
			1,7	±0,10	121	83	10			D00717KA
			2,2	±0,10	116	86	10			D00722KA
			2,7	±0,10	110	91	10			D00727KA
	8	±0,18	3,0	±0,10	105	95	10			D00730KA
			0,8	±0,08	166	60	10			D00808KA
			1,2	±0,08	164	61	10			D00812KA
			1,7	±0,10	160	63	10			D00817KA
			2,2	±0,10	155	65	10			D00822KA
			2,7	±0,10	149	67	10			D00827KA
	9	±0,18	3,0	±0,10	144	69	10			D00830KA
			0,8	±0,08	211	47	10	55	550,0	D00908KA
1,2			±0,08	209	48	10			D00912KA	
1,7			±0,10	205	49	10			D00917KA	
2,2			±0,10	200	50	10			D00922KA	
									D00927KA	
									D00930KA	