



DURAN® Kjeldahl-Kolben

DURAN® Flasks, Kjeldahl

	Inhalt [ml] Capacity [ml]	d [mm]	d ₁ [mm]	h [mm]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	100	60	22	200	10	21231240
	250	81	34	270	10	21231360
	500	101	34	300	10	21231440
	750	115	34	340	10	21231510
	1000	126	34	350	10	21231540

- Nach DIN ISO 12360
- Temperaturbeständigkeit: + 200°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

- According to DIN ISO 12360
- Temperature resistance: + 200°C
- Pressure resistance: -1/+0.5 barg
- Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.