



DURAN® Mehrzweckzylinder mit rundem Fuß

DURAN® Cylinders multi-purpose round-base

	d x h [mm]	Volumen ca. [ml] Volume approx. [ml]	Stk./Verpackungseinheit Piece/packing unit	Artikelnr. Article no.
DWK	50 x 150	300	10	21398210
	40 x 200	250	10	21398340
	60 x 200	570	10	21398360
	60 x 250	700	10	21398460
	40 x 300	380	10	21398520
	50 x 300	600	10	21398530
	40 x 400	500	10	21398680
	80 x 400	2000	10	21398740
	65 x 450	1500	10	21398770
	50 x 500	1000	1	21398800

- Rand rau abgeschliffen
- Temperaturbeständigkeit: + 200°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

- *Rough ground rim*
- *Temperature resistance: + 200°C*
- *Pressure resistance: -1/+0,5 barg*
- *Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3*

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.