



## DURAN® Messzylinder mit Sechskantfuß

## DURAN® Measuring cylinder with hexagonal base

	Inhalt [ml] Capacity [ml]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	5	10	21391070
	10	10	21391080
	25	10	21391140
	50	10	21391170
	100	10	21391240
	250	10	21391360
	500	10	21391440
	1000	1	21391540
	2000	1	21391630
	5000	1	21391730 <sup>1</sup>

- Ohne Graduierung
- Für DIN EN ISO 4788
- <sup>1</sup> Nicht für DIN EN ISO 4788
- Temperaturbeständigkeit: + 200°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

- Without graduation
- For DIN EN ISO 4788
- <sup>1</sup> Not for DIN EN ISO 4788
- Temperature resistance: + 200°C
- Pressure resistance: -1/+0,5 barg
- Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

*Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.*