



DURAN® Mischzylinder mit Sechskantfuß

DURAN® Mixing cylinders with hexagonal base

	Inhalt [mm] Capacity [mm]	NS Socket size	Stk./Verpackungseinheit Piece/packing unit	Artikelnr. Article no.
DWK	10	10/19	10	21414080
	25	14/23	10	21414140
	50	19/26	10	21414170
	100	24/29	10	21414240
	250	29/32	10	21414360
	500	34/35	10	21414440
	1000	45/40	1	21414540
	2000	45/40	1	21414630

- Mit Normschliff
- Ohne Stopfen, ohne Teilung, für DIN EN ISO 4788
- Temperaturbeständigkeit: + 200°C - nicht isoliert, Minustemperatur limitiert durch Schliff fett/dichtung
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3
- Zusätzlich bei Druck: beachten Sie die Druckbeständigkeit von Klammern, Gabelklemmen und Verschraubungen für NS-System

- With standard ground joint
- Temperature resistance: + 200°C - not insulated, minus temperature limited by grinding grease/sealing
- Pressure resistance: -1/+0.5 barg
- Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3
- Additionally for pressure: note the pressure resistance of clamps, fork clamps and screw connections for NS system

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.