



**DURAN® Patenthähne,
komplett mit PTFE-Küen**

*DURAN® Stopcocks, two ways,
double oblique bore, PTFE keys*

	Nenngröße NS Nominal size NS	Bohrung [mm] Bore [mm]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	14,5	2,5	10	28642420
	18,8	4	10	28642560
	21,5	6	10	28642600

Ersatz-Patenthahnhülse, geschliffen und poliert Spare stopcock sleeve, two ways, double oblique bore				
	Nenngröße NS Nominal size NS	Bohrung [mm] Bore [mm]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	14,5	2,5	10	28642480
	18,8	4	10	28642580

- Geschliffen und poliert
 - 3-teilige Hahnsicherung
 - Material Unterlegscheibe: PP (rot), -50/+150°C
 - Material O-Ring: NBR, -30/+100°C, kurzzeitig bis +120°C
 - Material Schraubkappe: PP (rot), -50/+150°C
 - Temperaturbeständigkeit: -50/+150°C (kompletter Hahn)
 - Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
 - Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3, PTFE
- Ground and polished
 - 3-part tap safety device
 - Material washer: PP (red), -50/+150°C
 - Material o-ring: NBR, -30/+100°C, short time until +120°C
 - Material screw cap: PP (red), -50/+150°C
 - Temperature resistance: -50/+150°C (complete stopcock)
 - Pressure resistance: -1/+0,5 barg
 - Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3, PTFE

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.