


DURAN® Rohr von SCHOTT

DURAN® tubing from SCHOTT


	Außendurchmesser Outer diameter		Wanddicke Wall thickness		Rohrgewicht Länge ca. 1500 mm Tube weight Approx. length 1500 mm	Kartoninhalt Contents of carton		Palettenladung		Artikelnr. Article no.
	[mm]	±	[mm]	±		[g]	Anzahl Röhren Number of tubes	Gewicht ca. Approx. weight [kg]	Anzahl Kartons Number of car- tons	
SCHOTT	3	±0,13	0,7	±0,03	17	941	16,0	27	432,0	D00307
	4	±0,13	0,8	±0,03	27	555	15,0	36	540,0	D00408
	5	±0,13	0,8	±0,03	35	343	12,0	45	540,0	D00508
	6	±0,13	1,0	±0,04	53	245	13,0	36	468,0	D00610
			1,5	±0,07	71	211	15,0	36	540,0	D00615
	7	±0,13	1,0	±0,04	63	190	12,0	45	540,0	D00710
			1,5	±0,07	87	172	15,0	36	540,0	D00715
	8	±0,13	1,0	±0,04	74	149	11,0	45	495,0	D00810
			1,5	±0,07	102	147	15,0	36	540,0	D00815
	9	±0,13	1,0	±0,04	84	119	10,0	45	450,0	D00910
			1,5	±0,07	118	119	14,0	36	504,0	D00915
	10	±0,13	1,0	±0,04	95	95	9,0	45	405,0	D01010
			1,5	±0,07	134	90	12,0	45	540,0	D01015
			2,2	±0,11	180	56	10,0	45	450,0	D01022
	11	±0,16	1,0	±0,04	105	86	9,0	45	405,0	D01110
			1,5	±0,07	150	73	11,0	45	495,0	D01115
			2,2	±0,11	203	42	8,5	45	382,5	D01122
	12	±0,16	1,0	±0,04	116	130	15,0	35	525,0	D01210
			1,5	±0,07	165	67	11,0	45	495,0	D01215
			2,2	±0,11	226	42	9,5	45	427,5	D01222
	13	±0,16	1,0	±0,04	126	119	15,0	35	525,0	D01310
			1,5	±0,07	181	55	10,0	45	450,0	D01315
			2,2	±0,11	250	36	9,0	45	405,0	D01322
	14	±0,16	1,0	±0,04	137	110	15,0	35	525,0	D01410
1,5			±0,07	197	46	9,0	45	405,0	D01415	
2,2			±0,11	273	30	8,2	45	369,0	D01422	
15	±0,16	1,2	±0,05	174	86	15,0	35	525,0	D01512	
		1,8	±0,08	250	56	14,0	35	490,0	D01518	
		2,5	±0,12	328	25	8,2	45	369,0	D01525	
16	±0,16	1,2	±0,05	187	81	15,0	35	525,0	D01612	
		1,8	±0,08	268	49	13,1	35	458,5	D01618	
		2,5	±0,12	354	25	8,8	45	396,0	D01625	



DURAN® Rohr von SCHOTT

DURAN® tubing from SCHOTT

	Außendurchmesser Outer diameter [mm]		Wanddicke Wall thickness [mm]		Rohrgewicht Länge ca. 1500 mm Tube weight Approx. length 1500 mm [g]	Kartoninhalt Contents of carton		Palettenladung		Artikelnr. Article no.
						Anzahl Röhren Number of tubes	Gewicht ca. Approx. weight [kg]	Anzahl Kartons Number of car- tons	Gewicht ca. Approx. weight [kg]	
SCHOTT	17	±0,16	1,2	±0,05	199	75	15,0	35	525,0	D01712
			1,8	±0,08	287	49	14,0	35	490,0	D01718
			2,5	±0,12	381	25	9,5	45	427,5	D01725
	18	±0,16	1,2	±0,05	212	66	14,0	35	490,0	D01812
			1,8	±0,08	306	49	15,0	35	525,0	D01818
			2,5	±0,12	407	20	8,1	45	364,5	D01825
	19	±0,16	1,2	±0,05	224	63	14,0	35	490,0	D01912
			1,8	±0,08	325	42	13,7	35	479,5	D01918
			2,5	±0,12	433	36	15,6	35	546,0	D01925
	20	±0,23	1,2	±0,05	237	55	13,0	35	455,0	D02012
			1,8	±0,08	344	36	12,4	35	434,0	D02018
			2,5	±0,12	460	20	9,2	45	414,0	D02025
	22	±0,23	1,2	±0,05	262	42	11,0	35	385,0	D02212
			1,8	±0,08	382	30	11,5	35	402,5	D02218
			2,5	±0,12	512	30	15,4	35	539,0	D02225
	24	±0,23	1,2	±0,05	287	36	10,3	35	360,5	D02412
			1,8	±0,08	420	25	10,5	35	367,5	D02418
			2,5	±0,12	565	25	14,0	45	490,0	D02425
	26	±0,24	1,4	±0,05	362	30	10,9	35	381,5	D02614
			2,0	±0,09	504	25	12,6	35	441,0	D02620
			2,8	±0,14	682	20	13,6	35	476,0	D02628
	28	±0,24	1,4	±0,05	391	25	9,8	35	343,0	D02814
			2,0	±0,09	546	20	11,0	35	385,0	D02820
			2,8	±0,14	741	20	14,8	35	518,0	D02828
30	±0,30	1,4	±0,07	421	36	15,2	20	304,0	D03014	
		2,0	±0,09	588	16	9,4	35	329,0	D03020	
		2,8	±0,14	800	16	12,8	35	448,0	D03028	
32	±0,30	1,4	±0,07	450	25	11,3	20	226,0	D03214	
		2,0	±0,09	630	16	10,1	35	353,5	D03220	
		2,8	±0,14	859	16	13,8	35	483,0	D03228	
33	±0,30	2,0	±0,09	651	25	16,2	20	324,0	D03320	




DURAN® Rohr von SCHOTT

DURAN® tubing from SCHOTT

Außendurchmesser Outer diameter [mm]	Wanddicke Wall thickness [mm]	Rohrgewicht Länge ca. 1500 mm Tube weight Approx. length 1500 mm [g]	Kartoninhalt Contents of carton		Palettenladung		Artikelnr. Article no.
			Anzahl Röhren Num- ber of tubes	Ge- wicht ca. Approx. weight [kg]	Anzahl Kartons Number of car- tons	Ge- wicht ca. Approx. weight [kg]	
34	±0,30	1,4 ±0,07	25	12,1	20	242,0	D03414
		2,0 ±0,09	16	10,8	35	378,0	D03420
		2,8 ±0,14	16	14,8	35	518,0	D03428
36	±0,35	1,4 ±0,07	25	12,6	20	252,0	D03614
		2,0 ±0,09	25	18,0	20	360,0	D03620
		2,8 ±0,14	12	11,7	35	409,5	D03628
38	±0,35	1,4 ±0,07	20	10,8	20	216,0	D03814
		2,0 ±0,09	20	15,0	20	300,0	D03820
		2,8 ±0,14	9	9,4	35	329,0	D03828
40	±0,50	1,6 ±0,08	16	10,2	20	204,0	D04016
		2,3 ±0,11	16	14,6	20	292,0	D04023
		3,2 ±0,18	9	11,2	35	392,0	D04032
42	±0,50	5,0 ±0,30	9	16,5	28	462,0	D04050
		1,6 ±0,08	16	10,9	20	218,0	D04216
		2,3 ±0,11	16	15,3	20	306,0	D04223
44	±0,50	3,2 ±0,18	9	11,7	35	409,5	D04232
		1,6 ±0,08	16	11,4	20	228,0	D04416
		2,3 ±0,11	16	16,0	20	320,0	D04423
45	±0,60	3,2 ±0,18	9	12,4	35	434,0	D04432
		5,0 ±0,30	9	18,9	28	529,2	D04550
		1,6 ±0,08	16	11,9	20	238,0	D04616
46	±0,60	2,3 ±0,11	9	9,5	35	332,5	D04623
		3,2 ±0,18	9	13,0	35	455,0	D04632
		1,6 ±0,08	16	12,4	20	248,0	D04816
48	±0,60	2,3 ±0,11	16	17,6	20	352,0	D04823
		3,2 ±0,18	6	9,0	35	315,0	D04832
		1,8 ±0,11	12	10,9	20	218,0	D05018
50	±0,65	2,5 ±0,14	12	15,0	20	300,0	D05025
		3,5 ±0,22	12	20,5	20	410,0	D05035
		5,0 ±0,30	6	14,1	35	493,5	D05050
		7,0 ±0,45	6	19,0	28	532,0	D05070
		9,0 ±0,60	6	23,2	21	487,2	D05090


SCHOTT



DURAN® Rohr von SCHOTT

DURAN® tubing from SCHOTT


	Außendurchmesser Outer diameter [mm]	Wanddicke Wall thickness [mm]		Rohrgewicht Länge ca. 1500 mm Tube weight Approx. length 1500 mm [g]	Kartoninhalt Contents of carton		Palettenladung		Artikelnr. Article no.	
					Anzahl Röhren Num- ber of tubes	Ge- wicht ca. Approx. weight [kg]	Anzahl Kartons Number of car- tons	Ge- wicht ca. Approx. weight [kg]		
SCHOTT	52	±0,65	1,8 ±0,11	949	9	8,5	20	170,0	D05218	
			2,5 ±0,14	1300	9	11,7	20	234,0	D05225	
			3,5 ±0,22	1783	9	16,0	20	320,0	D05235	
	54	±0,65	1,8 ±0,11	987	9	8,9	20	178,0	D05418	
			2,5 ±0,14	1352	9	12,2	20	244,0	D05425	
			3,5 ±0,22	1856	9	16,7	20	334,0	D05435	
	55	±0,65	5,0 ±0,30	2626	4	10,5	35	367,5	D05550	
	56	±0,65	1,8 ±0,11	1025	9	9,2	20	184,0	D05618	
			2,5 ±0,14	1405	9	12,6	20	252,0	D05625	
			3,5 ±0,22	1930	9	17,5	20	350,0	D05635	
	58	±0,65	1,8 ±0,11	1063	9	9,6	20	192,0	D05818	
			2,5 ±0,14	1457	9	13,1	20	262,0	D05825	
			3,5 ±0,22	2004	9	18,0	20	360,0	D05835	
	60	±0,75		2,2 ±0,16	1336	9	12,0	20	240,0	D06022
				3,2 ±0,18	1910	9	17,2	20	344,0	D06032
				4,2 ±0,25	2462	4	9,8	35	343,0	D06042
				5,0 ±0,30	2888	4	11,5	35	402,5	D06050
				7,0 ±0,45	3897	4	15,6	35	546,0	D06070
				9,0 ±0,60	4821	4	19,3	28	540,4	D06090
	65	±0,75		2,2 ±0,16	1451	8	11,7	20	234,0	D06522
				3,2 ±0,18	2077	4	8,3	35	290,5	D06532
				4,2 ±0,25	2682	4	10,7	35	374,5	D06542
				5,0 ±0,30	3151	4	12,6	35	441,0	D06550
	70	±0,85		2,2 ±0,16	1567	8	12,5	15	187,5	D07022
			3,2 ±0,18	2245	4	9,0	35	315,0	D07032	
			4,2 ±0,25	2903	4	11,6	35	406,0	D07042	
			5,0 ±0,30	3414	4	13,6	35	476,0	D07050	
			7,0 ±0,45	4632	4	18,5	35	647,5	D07070	
			9,0 ±0,60	5766	4	23,1	21	485,1	D07090	



DURAN® Rohr von SCHOTT

DURAN® tubing from SCHOTT

Außendurchmesser Outer diameter [mm]	Wanddicke Wall thickness [mm]	Rohrgewicht Länge ca. 1500 mm Tube weight Approx. length 1500 mm [g]	Kartoninhalt Contents of carton		Palettenladung		Artikelnr. Article no.	
			Anzahl Röhren Num- ber of tubes	Ge- wicht ca. Approx. weight [kg]	Anzahl Kartons Number of car- tons	Ge- wicht ca. Approx. weight [kg]		
75	±0,85	2,2 ±0,16	1682	8	13,5	15	202,5	D07522
		3,2 ±0,18	2413	4	9,7	20	194,0	D07532
		4,2 ±0,25	3123	4	12,5	20	250,0	D07542
		5,0 ±0,30	3676	4	14,7	20	294,0	D07550
80	±1,10	2,5 ±0,16	2035	4	8,2	20	164,0	D08025
		3,5 ±0,22	2812	4	11,3	20	226,0	D08035
		5,0 ±0,35	3939	4	15,8	20	316,0	D08050
		9,0 ±0,65	6712	4	26,8	20	536,0	D08090
85	±1,10	2,5 ±0,16	2166	4	8,7	20	174,0	D08525
		3,5 ±0,22	2996	4	12,0	20	240,0	D08535
		5,0 ±0,35	4201	4	16,8	20	336,0	D08550
90	±1,10	2,5 ±0,16	2298	4	9,2	20	184,0	D09025
		3,5 ±0,22	3180	4	12,7	20	254,0	D09035
		5,0 ±0,35	4464	4	17,9	20	358,0	D09050
		7,0 ±0,45	6102	3	18,3	15	274,5	D09070
		9,0 ±0,65	7657	3	23,0	15	345,0	D09090
95	±1,30	2,5 ±0,16	2429	4	9,7	20	194,0	D09525
		3,5 ±0,22	3364	4	13,4	20	268,0	D09535
		5,0 ±0,35	4726	4	18,9	20	378,0	D09550
100	±1,30	2,5 ±0,16	2560	4	10,3	20	206,0	D10025
		3,0 ±0,18	3056	4	12,1	9	108,9	D10030
		3,5 ±0,22	3547	3	10,7	12	128,4	D10035
		5,0 ±0,35	4989	3	15,0	12	180,0	D10050
		7,0 ±0,45	6838	3	20,5	12	246,0	D10070
		9,0 ±0,65	8602	3	25,8	12	309,6	D10090
105	±1,40	3,0 ±0,18	3214	3	9,6	12	115,2	D10530
		5,0 ±0,40	5252	3	15,8	12	189,6	D10550
110	±1,40	3,0 ±0,25	3372	3	10,1	12	121,2	D11030
		5,0 ±0,45	5514	3	16,5	12	198,0	D11050
		7,0 ±0,60	7573	3	22,7	12	272,4	D11070




DURAN® Rohr von SCHOTT

DURAN® tubing from SCHOTT

Außendurchmesser Outer diameter [mm]	Wanddicke Wall thickness [mm]	Rohrgewicht Länge ca. 1500 mm Tube weight Approx. length 1500 mm [g]	Kartoninhalt Contents of carton		Palettenladung		Artikelnr. Article no.
			Anzahl Röhren Num- ber of tubes	Ge- wicht ca. Approx. weight [kg]	Anzahl Kartons Number of car- tons	Ge- wicht ca. Approx. weight [kg]	
115	±1,40	3,0 ±0,25	4	14,1	9	126,9	D11530
		5,0 ±0,45	2	11,6	15	174,0	D11550
		7,0 ±0,60	2	15,9	15	238,5	D11570
120	±1,40	3,0 ±0,25	4	14,7	9	132,3	D12030
		5,0 ±0,45	2	12,1	15	181,5	D12050
		7,0 ±0,60	2	16,6	15	249,0	D12070
125	±1,40	9,0 ±0,80	2	21,0	15	315,0	D12090
		5,0 ±0,45	2	12,6	15	189,0	D12550
		9,0 ±0,80	2	21,9	15	328,5	D12590
130	±1,50	3,0 ±0,25	4	16,0	9	144,0	D13030
		5,0 ±0,45	2	13,1	15	196,5	D13050
		7,0 ±0,60	2	18,1	15	271,5	D13070
135	±1,50	9,0 ±0,80	2	22,9	15	343,5	D13090
		5,0 ±0,45	2	13,7	15	205,5	D13550
		7,0 ±0,60	2	18,8	15	282,0	D13570
140	±1,60	3,0 ±0,25	4	17,3	9	155,7	D14030
		5,0 ±0,45	2	14,2	15	213,0	D14050
		7,0 ±0,60	2	19,6	15	294,0	D14070
145	±1,60	5,0 ±0,45	2	14,7	15	220,5	D14550
150	±1,70	3,0 ±0,25	2	9,3	12	111,6	D15030
		5,0 ±0,45	2	15,2	12	182,4	D15050
		7,0 ±0,60	2	21,0	12	252,0	D15070
155	±1,75	9,0 ±0,80	2	26,7	12	320,4	D15090
		5,0 ±0,45	2	15,8	12	189,6	D15550
		5,0 ±0,45	2	16,3	12	195,6	D16050
160	±1,75	7,0 ±0,70	2	22,5	12	270,0	D16070
		5,0 ±0,45	2	16,8	12	201,6	D16550
165	±1,75	7,0 ±0,70	2	23,2	12	278,4	D16570
		5,0 ±0,45	2	17,3	12	207,6	D17050
170	±1,75	7,0 ±0,70	2	24,0	12	288,0	D17070
		9,0 ±0,90	1	15,2	20	304,0	D17090

SCHOTT




DURAN® Rohr von SCHOTT

DURAN® tubing from SCHOTT

Außendurchmesser Outer diameter [mm]	Wanddicke Wall thickness [mm]	Rohrgewicht Länge ca. 1500 mm Tube weight Approx. length 1500 mm [g]	Kartoninhalt Contents of carton		Palettenladung		Artikelnr. Article no.	
			Anzahl Röhren Num- ber of tubes	Ge- wicht ca. Approx. weight [kg]	Anzahl Kartons Number of car- tons	Ge- wicht ca. Approx. weight [kg]		
180	±1,95	5,0 ±0,45	9190	1	9,2	20	184,0	D18050
		7,0 ±0,70	12720	1	12,7	20	254,0	D18070
		9,0 ±0,90	16165	1	16,2	20	324,0	D18090
190	±2,05	5,0 ±0,45	9716	1	9,7	20	194,0	D19050
		7,0 ±0,70	13455	1	13,5	20	270,0	D19070
200	±2,30	5,0 ±0,70	10241	1	10,2	20	204,0	D20050
		7,0 ±0,80	14190	1	14,2	20	284,0	D20070
		9,0 ±1,00	18055	1	18,1	20	362,0	D20090
215	±2,40	5,0 ±0,70	11029	1	11,0	9	99,0	D21550
		7,0 ±0,80	15293	1	15,3	9	137,7	D21570
		9,0 ±1,00	19473	1	19,5	9	175,5	D21590
225	±2,60	7,0 ±0,80	16028	1	16,0	9	144,0	D21570
		9,0 ±1,10	20418	1	20,4	9	183,6	D21590
240	±2,80	9,0 ±1,10	21836	1	21,8	9	196,2	D24090
		5,0 ±0,70	12867	1	12,9	9	116,1	D24050
250	±2,90	7,0 ±0,90	17866	1	17,9	9	161,1	D24070
		9,0 ±1,10	22782	1	22,8	9	205,2	D24090
		5,0 ±0,70	13917	1	13,9	9	125,1	D27050
270	±2,90	7,0 ±0,90	19337	1	19,3	9	173,7	D27070
		9,0 ±1,10	24672	1	24,7	9	222,3	D27090
		5,0 ±0,70	15492	1	15,5	9	139,5	D30050
300	±3,70	7,0 ±1,10	21542	1	21,5	9	193,5	D30070
		9,0 ±1,40	27508	1	27,5	9	247,5	D30090
		7,0 ±1,10	22645	1	22,6	9	203,4	D31570
315	±3,80	9,0 ±1,40	28926	1	28,9	9	260,1	D31590
		9,0 ±1,40	29871	1	29,9	4	119,6	D32590
325	±4,00	10,0 ±1,40	33085	1	33,0	9	297,0	D32510
		5,0 ±0,80	18118	1	18,1	4	72,4	D35050
365	±4,50	7,0 ±1,40	26321	1	26,3	4	105,2	D36570
400	±5,00	6,0 ±1,50	24829	1	24,8	4	99,2	D40060
415	±5,00	7,0 ±1,50	29997	1	30,0	4	120,0	D41570
420	±5,00	9,5 ±1,50	40960	1	41,0	4	164,0	D42095

SCHOTT



DURAN® Rohr von SCHOTT

DURAN® tubing from SCHOTT

Außendurchmesser Outer diameter [mm]		Wanddicke Wall thickness [mm]		Rohrgewicht Länge ca. 1500 mm Tube weight Approx. length 1500 mm [g]	Kartoninhalt Contents of carton		Palettenladung		Artikelnr. Article no.
					Anzahl Röhren Num- ber of tubes	Ge- wicht ca. Approx. weight [kg]	Anzahl Kartons Number of car- tons	Ge- wicht ca. Approx. weight [kg]	
430	±5,00	6,0	±1,00	26720	1	26,7	4	106,8	D43060
440	±5,00	7,0	±1,00	31836	1	31,8	4	127,2	D44070
450	±5,00	7,0	±1,00	32571	1	32,6	4	130,4	D45070
		8,0	±1,00	37140	1	37,1	4	148,4	D45080
460	±5,50	8,5	±1,20	40309	1	40,3	4	161,2	D46085
465	±6,00	7,0	±1,00	33674	1	33,7	4	134,8	D46570