



**DURAN® Sedimentiergefäß
nach Imhoff, ohne Graduierung**

*DURAN® Sedimentation cones
Imhoff type, non-graduated*

| | Inhalt [ml] Capacity [ml] | h [mm] | Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity | Artikelnr. Article no. |
|-----|------------------------------|--------|---|---------------------------|
| DWK | 1000 | 470 | 10 | 21400540 |

- Temperaturbeständigkeit: + 200°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

- *Temperature resistance: + 200°C*
- *Pressure resistance: -1/+0.5 barg*
- *Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3*

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.