



**DURAN® Standzylinder mit
rundem Fuß, Rand umgelegt**

**DURAN® Cylinders round base,
plane**

	d x h [mm]	Volumen ca. [ml] Volume approx. [ml]	Stk./Verpackungseinheit Piece/packing unit	Artikelnr. Article no.
DWK	40 x 100	130	10	21399070
	40 x 200	250	10	21399340
	60 x 200	570	10	21399360
	60 x 250	700	10	21399460
	40 x 400	500	10	21399680

- Und plangeschliffen
- Temperaturbeständigkeit: + 200°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

- Face-ground rim
- Temperature resistance: + 200°C
- Pressure resistance: -1/+0,5 barg
- Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.