



**DURAN® Stehkolben,
weithalsig, mit Bördelrand**

**DURAN® Flat bottom flasks,
wide neck, with beaded rim**

	Inhalt [ml] Capacity [ml]	d [mm]	d ₁ [mm]	h [mm]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	50	51	34	90	10	21731170
	100	64	34	105	10	21731240
	250	85	50	138	10	21731360
	500	105	50	163	10	21731440
	1000	131	50	190	10	21731540
	2000	166	76	230	10	21731630 ¹
	2000	166	50	230	10	21731640

- Nach DIN ISO 24450
- USP Standard
- ¹ Nicht nach DIN ISO.
- Temperaturbeständigkeit: + 200°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

- According to DIN ISO 24450
- USP Standard
- ¹ Non-DIN ISO size
- Temperature resistance: + 200°C
- Pressure resistance: -1/+0.5 barg
- Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.