



DURAN® Tropftrichter- Rohkörper, zylindrisch

DURAN® Blanks for separating and dropping funnels, cylindrical

	Inhalt [ml] Capacity [ml]	D [mm]	L [mm]	Stopfenbett für NS [mm] Stopperbed for size [mm]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	100	42	143	19/26	10	21014240
	250	52	213	29/32	10	21014360
	500	65	263	29/32	10	21014440
	1000	85	333	29/32	10	21014540

- Mit Stopfenbett für ISO 4800
- Temperaturbeständigkeit: + 200°C - nicht isoliert, Minustemperatur limitiert durch Schliff fett/dichtung
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3
- Zusätzlich bei Druck: beachten Sie die Druckbeständigkeit von Klammern, Gabelklemmen und Verschraubungen für NS-System

- With stopper bed for ISO 4800
- Temperature resistance: + 200°C - not insulated, minus temperature limited by grinding grease/sealing
- Pressure resistance: -1/+0.5 barg
- Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3
- Additionally for pressure: note the pressure resistance of clamps, fork clamps and screw connections for NS system

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.