



DURAN® Wäageglasdeckel, ungeschliffen

DURAN® Weighing bottle tops, unground

| | Für Nenngröße NS For nominal size NS | Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity | Artikelnr. Article no. |
|-----|---|---|---------------------------|
| DWK | 19 | 240 | 28660500 |
| | 24 | 240 | 28660510 |
| | 29 | 240 | 28660520 |
| | 34 | 240 | 28660530 |
| | 40 | 250 | 28660540 |
| | 50 | 250 | 28660550 |
| | 60 | 90 | 28660560 |
| | 80 | 90 | 28660580 |

- Temperaturbeständigkeit: + 200°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

- *Temperature resistance: + 200°C*
- *Pressure resistance: -1/+0 barg*
- *Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3*

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.