



**DURAN® Zylinder mit Rundboden für Mantelgefäße**

*DURAN® Blanks for jacketed vessels, round bottom cylinder*

	h [mm]	Zylinder Ø a [mm] Cylinder Dia. [mm]	Wandstärke [mm] Wall thickness [mm]	Artikelnr. Article no.
DWK	400	65	3,5	21027377
	400	85	3,5	21027427
	400	105	4	21027477
	400	130	4	21027537
	400	160	4,5	21027557
	400	185	4,5	21027587
	400	215	5,5	21027627
	400	250	5,5	21027667

- Rand abgesprengt
- Temperaturbeständigkeit: + 200°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

- Edge cut off
- Temperature resistance: + 200°C
- Pressure resistance: -1/+0.5 barg
- Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

*Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.*