



DURAN® Zylindermensuren niedrige Form

DURAN® Measuring cylinders low form

	Inhalt [ml] Capacity [ml]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	10	10	21392080
	25	10	21392140
	50	10	21392170
	100	10	21392240
	250	10	21392360
	500	10	21392440
	1000	1	21392540
	2000	1	21392630

- Mit Sechskantfuß, mit Ausguss,
- Ohne Graduierung, für DIN EN ISO 4788
- Temperaturbeständigkeit: + 200°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

- With hexagonal base, with spout,
- Without graduation, for DIN EN ISO 4788
- Temperature resistance: + 200°C
- Pressure resistance: -1/+0,5 barg
- Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.