



**Doppelmuffe, 90°,
Stahl verzinkt**

*Double socket, 90°,
steel galvanized*

Artikelnr.
Article no.

KKSO920-5

- Zur flexiblen und schnellen Befestigung von Halterungen, Laborrührwerken und anderen Komponenten
 - Beidseitig für Spannweiten bis 36 mm, stufenlos einstellbar
 - Material: Stahl verzinkt
- *For flexible and fast attachment of holders, laboratory stirrers and other components*
 - *On both sides for spans up to 36 mm, infinitely adjustable*
 - *Material: steel galvanized*