



**Dreifachhalter Basic,  
LF Laborplanflansch**

*Triple holder Basic,  
LF laboratory flat flange*

DN	Artikelnr. Article no.
60	CTB060-L
100	CTB100-L
120	CTB120-L
150	CTB150-L
200	CTB200-L

- Für komplette Reaktionssysteme bis 5 L Volumen im Labor
  - Ab 3 Liter Volumen empfehlen wir einen Haltering KHBLM12 als Abstützung für das Gefäß
  - Gefäß und Deckel können schnell und unabhängig voneinander gewechselt werden
  - Klemmung des Laborplanflansch erfolgt über den mittleren Hebelarm
  - Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Korkeinlage
- *For complete lab scale reaction systems up to 5 L volume*
  - *From 3 L volume we recommend a holding ring KHBLM12 as support for the vessel*
  - *Vessel and lid can be changed quickly and independently of each other*
  - *Clamping of the laboratory flat flange is done by the middle lever arm*
  - *Material: stainless steel 1.4301 (AISI 304), cork insert*