



Dreifachhalter Pro, LF Laborplanflansch

Triple holder Pro, LF laboratory flat flange

DN	Artikelnr. Article no.
100	CTP100-L
150	CTP150-L
200	CTP200-L

- Für komplette Reaktionssysteme bis 5 L Volumen im Labor
- Gefäß und Deckel können schnell und unabhängig voneinander gewechselt werden
- Gefäß kann zur Reinigung, zum Wechsel oder zum Umbauen schnell und einfach gesenkt werden
- Klemmung des Laborplanflansch erfolgt über den mittleren Hebelarm
- Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Edelstahl lackiert, PTFE

- For complete reaction systems up to 5 L volume in the laboratory
- Vessel and lid can be changed quickly and independently of each other
- Vessel can be lowered quickly and easily for cleaning, changing or rebuilding
- Clamping of the laboratory flat flange is done via the middle lever arm
- Material: stainless steel 1.4301 (AISI 304), stainless steel painted, PTFE