



**GL-DURAN® Gewinderohr,
starkwandig**

**GL DURAN® Screwthread tubes,
heavy wall**

	Nenngröße Nominal size	WD [mm] Wall [mm]	AD [mm] OD [mm]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	GL 14	2,2	12	100	28625220
	GL 18	2,5	16	50	28625400
	GL 25	2,5	22	50	28625680
	GL 32	2,8	28	50	28625960
	GL 45	3,2	40	10	28626300

- Temperaturbeständigkeit: + 200°C - nicht isoliert, Minustemperatur limitiert durch Zubehör
- Druckbeständigkeit: -1/+10 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

- *Temperature resistance: + 200°C - not insulated, minus temperature limited by accessories*
- *Pressure resistance: -1/+10 barg*
- *Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3*

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.