



**GL-DURAN® PTFE-Oliven,  
komplett, gerade**

**GL-DURAN® PTFE Hose  
Connections, complete, straight**

	Für Nenngröße For nominal size	AD [mm] OD [mm]	ID [mm] ID [mm]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	GL 14	9,0	5,0	10	28623000
	GL 18	10,5	7,5	10	28623020
	GL 25	13	10	10	28623040

- Material Schraubkappe: PBT
- Material Olive: PTFE
- Material Dichtring: Silikon
- Temperaturbeständigkeit: -50/+150°C
- Druckbeständigkeit: -1/+3 barg
- Material produktberührend: PTFE

- Material screw cap: PBT
- Material olive: PTFE
- Material sealing ring: silicone
- Temperature resistance: -50/+150°C
- Pressure resistance: -1/+3 barg
- Material in contact with product: PTFE