



## GL-Dichtung zum Durchstechen, Silikon/PTFE

## GL seal for piercing, silicone/PTFE

	Nenngröße GL Nominal size GL	d [mm]	Dicke [mm] Thickness [mm]	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
BOLA	14	12	2	100	CSPC014
	18	16	2	100	CSPC018
	25	22	2	100	CSPC025
	32	29	2	100	CSPC032
	45	42	3	100	CSPC045

- Material: Silikon PTFE
- Temperaturbeständigkeit: -60/+230°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: PTFE

- *Material: silicone/PTFE*
- *Temperature resistance: -60/+230°C*
- *Pressure resistance: -1/+0,5 barg*
- *Material in contact with product: PTFE*