



## GL-Oliven, gerade

## GL olives, straight

	Nenngröße GL Nominal size GL	AD Olive [mm] OD Olive [mm]	ID Olive [mm] ID Olive [mm]	Länge mit Mutter [mm] Length with nut [mm]	Artikelnr. Article no.
BOLA	14	8,7	6,0	45	D581-02
	18	10,4	7,0	51	D581-04
	25	16,0	10,0	68	D581-06
	32	21,0	16,0	80	D581-08

- Material Schraubkappe: PPS
- Material Olive GL14/18: PTFE
- Material Olive GL25/32: PFA
- Material Dichtring: FKM
- Oliven mit elastischer Dichtlippe und FKM-O-Ring
- Dient zum Anschluss elastischer Schläuche an Apparaturen mit GL-Gewinde
- Temperaturbeständigkeit: -20/+200°C
- Druckbeständigkeit: -1/+3 barg
- Material produktberührend: PFA oder PTFE

- *Material screw cap: PPS*
- *Material olive GL14/18: PTFE*
- *Material olive GL25/32: PFA*
- *Material sealing ring: FKM*
- *Olives with elastic sealing lip and FKM O-ring*
- *Serves to connect elastic hoses to apparatuses with GL thread*
- *Temperature resistance: -20/+200°C*
- *Pressure resistance: -1/+3 barg*
- *Material in contact with product: PFA or PTFE*