



GL-Schraubkupplungen

GL screw couplings

	Nenngröße GL Nominal size GL	Temperaturbeständigkeit [°C] temperature resistance [°C]	Artikelnr. Article no.
NORMAG	14	140	CTC014
	18	140	CTC018
	25	140	CTC025
	32	140	CTC032
	45	140	CTC045
	14	200	CTC014HT
	18	200	CTC018HT
	25	200	CTC025HT
	32	200	CTC032HT
	45	200	CTC045HT

- Material Schraubkappen 140°C: PBT
- Material Verbindungsstück: PTFE
- Temperaturbeständigkeit: -20/+140°C
- Material 200°C: PPS
- Temperaturbeständigkeit: -20/+200°C. HT-Variante, drucklos, max 200°C bei 0,5 barg
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: PTFE

- *Material screw caps 140°C: PBT*
- *Material connecting piece: PTFEg*
- *Temperature resistance: -20/+140°C*
- *Material 200°C: PPS*
- *Temperature resistance: -20/+200°C. HT version, drucklos, max 200°C bei 0,5 barg*
- *Pressure resistance: -1/+0,5 barg*
- *Material in contact with product: PTFE*