


NORMAG



**HF-Außenzentrierringe,
PTFE mit FKM Dichtung**

*HF External centering rings,
PTFE with FKM seal*

	Nenngröße HF Nominal size HF	D [mm] D [mm]	H [mm]	Artikelnr. Article no.
NORMAG	10/16	32	5	CSVPHF16
	25	42	5	CSVPHF25
	40	57	5	CSVPHF40
	50	77	5	CSVPHF50

- Material: PTFE/FKM
- Temperaturbeständigkeit: -40/+180°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: PTFE/FKM

- *Material: PTFE/FKM*
- *Temperature resistance: -40/+180°C*
- *Pressure resistance: -1/+0.5 barg*
- *Material in contact with product: PTFE/FKM*