



Haltering, Edelstahl

Support ring, stainless steel

Länge Length [mm]	D [mm]	Gewinde Thread	Artikelnr. Article no.
		M12	KHBLM12

- Zur Halterung von unterschiedlichen Gefäßen und Kugeln bis 5 L
- Haltering wird unter Gefäßen und Kugeln zur Unterstützung angebracht
- Überzogen mit Silikonschlauch um direkten Kontakt von Edelstahl mit Glas zu verhindern
- Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) / Silikon
- *For holding different vessels and spheres up to 5 L*
- *Holding ring is placed under vessels and spheres for support*
- *Covered with silicone tube to prevent direct contact of stainless steel with glass*
- *Material: stainless steel 1.4301 (AISI 304) / silicone*