



## NS-DURAN® KECK™ Kegelschliffklammern

## NS-DURAN® KECK™ Clips for conical joints

	Für Nenngröße NS For nominal size NS	Farbe Colour	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	10	grün   green	100	28633610
	12	violett   violet	100	28633620
	14	gelb   yellow	100	28633630
	19	blau   blue	100	28633640
	24	grün   green	100	28633650
	29	rot   red	100	28633660
	34	orange   orange	100	28633670
	40	gelb   yellow	100	28633680
	45	braun   brown	100	28633690

- Material: POM
- Temperaturbeständigkeit: -40/+100°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,1 barg
- Nicht produktberührend
- Auf Anfrage andere Materialien möglich

- *Material: POM*
- *Temperature resistance: -40/+100°C*
- *Pressure resistance: -1/+0.1 barg*
- *Non-contact with product*
- *Other materials available on request*