

**NORMAG**



**NS-Drahtklemmen**

*NS Wire clamps*

	Nenngröße NS <i>Nominal size NS</i>	Verpackungseinheit/Stück <i>Pack/Quantity</i>	Artikelnr. <i>Article no.</i>
NORMAG	10	10	CWNS10
	14	10	CWNS14
	19	10	CWNS19
	29	10	CWNS29
	45	10	CWNS45

- Material: Edelstahl
- Temperaturbeständigkeit: -60/+300°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,1 barg
- Nicht produktberührend

- *Material: stainless steel*
- *Temperature resistance: -60/+300°C*
- *Pressure resistance: -1/+0.1 barg*
- *Non-contact with product*