

NORMAG



NS-Griffbund-Hülsen, PTFE

NS Grip band sleeves, PTFE

	Nenngröße NS Nominal size NS	Artikelnr. Article no.
NORMAG	10/19	CSGNS1019
	14/23	CSGNS1423
	19/26	CSGNS1926
	24/29	CSGNS2429
	24/40	CSGNS2440
	29/32	CSGNS2932
	29/42	CSGNS2942
	45/40	CSGNS4540
	45/50	CSGNS4550

- Dient als Ersatz für Schliff fett
- Temperaturbeständigkeit: -200/+200°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: PTFE

- Serves as replacement for grinding grease
- Temperature resistance: -200/+200°C
- Pressure resistance: -1/+0.5 barg
- Material in contact with product: PTFE