


**NORMAG**



## NS-Haltefedern

## NS Spring clips

	Nenngröße NS Nominal size NS	Durchmesser D [mm]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
NORMAG	10	5	10	CHS010
	15	5	10	CHS015
	20	5	10	CHS020
	25	5	10	CHS025
	30	5	10	CHS030
	40	5	10	CHS040
	50	5	10	CHS050
	70	5	10	CHS070
	100	5	10	CHS100

- Material: Edelstahl
- Temperaturbeständigkeit: -60/+300°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,1 barg
- Nicht produktberührend

- *Material: stainless steel*
- *Temperature resistance: -60/+300°C*
- *Pressure resistance: -1/+0.1 barg*
- *Non-contact with product*