

NORMAG



NS-Metall-Sicherungshäkchen *NS Metal fuse hooks*

	Für Nenngröße NS For Nominal size NS	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
NORMAG	5	10	CSHNS05
	7	10	CSHNS07
	10	10	CSHNS10
	14	10	CSHNS14
	19	10	CSHNS19
	29	10	CSHNS29
	34	10	CSHNS34
	45	10	CSHNS45

- Material: Aluminium
- Temperaturbeständigkeit: -60/+300°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,1 barg
- Nicht produktberührend

- *Material: aluminium*
- *Temperature resistance: -60/+300°C*
- *Pressure resistance: -1/+0.1 barg*
- *Non-contact with product*