

NORMAG



NS-Rillenmanschetten, PTFE

NS Grooved sleeves, PTFE

	Nenngröße NS Nominal size NS	Artikelnr. Article no.
NORMAG	10/19	CSRNS1019
	14/23	CSRNS1423
	19/26	CSRNS1926
	24/29	CSRNS2429
	24/40	CSRNS2440
	29/32	CSRNS2932
	29/42	CSRNS2942
	45/40	CSRNS4540
	45/50	CSRNS4550

- Dient als Ersatz für Schliff fett
- Temperaturbeständigkeit: -200/+200°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: PTFE
- Bessere Dichtigkeit unter Vakuum als Griffbund-Hülsen

- Serves as replacement for grinding grease
- Temperature resistance: -200/+200°C
- Pressure resistance: -1/+0.5 barg
- Material in contact with product: PTFE
- Better sealing under vacuum than grip collar sleeves