


**NORMAG**



**NS-Schliffverschraubungen**

*NS ground joints*

	Nenngröße NS Nominal size NS	Artikelnr. Article no.
NORMAG	14	CJNS14
	29	CJNS29
	45	CJNS45

- Material: POM
- Temperaturbeständigkeit: -40/+100°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Nicht produktberührend
- Auf Anfrage andere Materialien möglich

- *Material: POM*
- *Temperature resistance: -40/+100°C*
- *Pressure resistance: -1/+0.5 barg*
- *Non-contact with product*
- *Other materials available on request*