



Rundstab, metrisches Gewinde, Edelstahl *Round rod, metric thread, stainless steel*

L [mm]	Außendurchmesser AD Outer diameter OD [mm]	Gewinde Thread [mm]	Artikelnr. Article no.
150	15	M08	KTS150/15/M08
200	15	M08	KTS200/15/M08
250	15	M08	KTS250/15/M08
300	15	M08	KTS300/15/M08
350	15	M08	KTS350/15/M08
400	15	M08	KTS400/15/M08
150	15	M10	KTS150/15/M10
200	15	M10	KTS200/15/M10
250	15	M10	KTS250/15/M10
300	15	M10	KTS300/15/M10
350	15	M10	KTS350/15/M10
400	15	M10	KTS400/15/M10
150	15	M12	KTS150/15/M12
200	15	M12	KTS200/15/M12
250	15	M12	KTS250/15/M12
300	15	M12	KTS300/15/M12
350	15	M12	KTS350/15/M12
400	15	M12	KTS400/15/M12

- Rundstäbe werden hauptsächlich zur Befestigung von Rohrschellen verwendet
- Für den Übergang von Rohrgestell zu Rundstäben werden Befestigungsschellen benötigt
- Abweichende Längen sind auf Anfrage lieferbar
- Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- *Round rods are mainly used for fastening tube clamps*
- *Fixing clamps are required for the transition from tube rack to round rods*
- *Different lengths are available on request*
- *Material: stainless steel 1.4301 (AISI 304)*