



**S/KS-Griffbund Dichtungen,
PTFE**

S/KS grip band seals, PTFE

Nenngröße S/KS <i>Nominal size S/KS</i>	Nenngröße KS <i>Nominal size KS</i>	Artikelnr. <i>Article no.</i>
13	Zoll	CSGS13
19	Zoll	CSGS19
29	Zoll	CSGS29
35	Zoll	CSGS35
40	Zoll	CSGS40
51	Zoll	CSGS51
64	Zoll	CSGS64
18	mm	CSGKS18
28	mm	CSGKS28
35	mm	CSGKS34

BOLA

- Dient als Ersatz für Schliff fett
 - Temperaturbeständigkeit: -200/+200°C
 - Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
 - Material produktberührend: PTFE
- *Serves as replacement for grinding grease*
 - *Temperature resistance: -200/+200°C*
 - *Pressure resistance: -1/+0.5 barg*
 - *Material in contact with product: PTFE*