



**S/KS/RS-DURAN® KECK™
Kugelschliffklammern, POM**

**S/KS/RS-DURAN® KECK™ Clips
for spherical joints, POM**

	Für Nenngröße S For nominal size S	Farbe Colour	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	13	violett violet	100	28634050
	19	hellblau light blue	100	28634060
	19 Q	dunkelblau dark blue	100	28634070
	29	dunkelrot dark red	100	28634080
	35/20	orange orange	100	28634090

- Material: POM
- Temperaturbeständigkeit: -40/+120°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,1 barg
- Nicht produktberührend
- Auf Anfrage andere Materialien möglich

- *Material: POM*
- *Temperature resistance: -40/+120°C*
- *Pressure resistance: -1/+0.1 barg*
- *Non-contact with product*
- *Other materials available on request*