


**NORMAG**



## S/KS/RS-Schliffverschraubungen

## S/KS/RS ground joints

	Nenngröße S Nominal size S	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
NORMAG	19	10	CJS19
	29	10	CJS29
	35	10	CJS35

- Material: POM
- Temperaturbeständigkeit: -40/+120°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Nicht produktberührend
- Auf Anfrage andere Materialien möglich

- *Material: POM*
- *Temperature resistance: -40/+120°C*
- *Pressure resistance: -1/+0.5 barg*
- *Non-contact with product*
- *Other materials available on request*