


NORMAG



S/KS/SP-Schliffverschraubungen

S/KS/SP ground joints

	Nenngröße SP Nominal size SP	Artikelnr. Article no.
NORMAG	19	CJS19
	29	CJS29
	35	CJS35

- Material: POM
- Temperaturbeständigkeit: -40/+120°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Nicht produktberührend
- Auf Anfrage andere Materialien möglich

- *Material: POM*
- *Temperature resistance: -40/+120°C*
- *Pressure resistance: -1/+0.5 barg*
- *Non-contact with product*
- *Other materials available on request*